


ハナクリーンα 部品単価表

税込(8%)価格(2017年10月改)



【毎月のお手入れ】

パイプ・Oリングのお手入れを行うことでピストンの動作がスムーズになります。必ず《白色ワセリン》をお使いください。



⑮白色ワセリン(5g)

100円

【3年に1回の部品交換】

パイプ内部やOリングは水アカやカビの他、劣化の心配があります。定期的なお手入れや消毒に加え、3年に1回《パイプ交換セット》の交換をお勧め致します。



⑯パイプ交換セット

【パイプ+Oリング+ワセリン】

セット割引 1,000円

【1年に1回の部品交換】

ノズル・ホース・チューブの内部は水アカやカビの心配があります。定期的なお手入れや消毒に加え、1年に1回《ノズル・ホース交換セット》の交換をお勧め致します。



⑰ノズル・ホース交換セット

【ノズル+ホース+チューブ】

セット割引 800円

部品注文や修理依頼、使用方法や製品についてのお問い合わせ等は、お電話またはホームページ内のお問い合わせフォームにてご連絡ください。

株式会社 鼻ケアサポート 0120-872-470

※受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.hana-clean.com>