

<使いかた>

ハナクリーンのボトルに入れた300mlの温水に
サーレMPを1包(3g)入れ、よく溶かして使用してください。

<使用上の注意>

- 鼻粘膜に異常がある時は鼻洗浄をしないでください。
- 異常を感じた時は使用を中止して医師に相談してください。
- 開封したものは一度で使い切ってください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や高温多湿の所を避けて保管してください。
- ハナクリーン本体の説明書をご確認の上使用してください。

【内容成分】塩化ナトリウム・メントール・ペパーミント

【内容量】60包(3g×60)

※本品はハナクリーンEX・α専用です。180包入(お徳用)もございます。

【発売者】株式会社 ティー・ビー・ケー
東京都目黒区鷹番2-10-7 TEL.03-3792-5080

【製造販売元】株式会社 東京鼻科学研究所
東京都目黒区鷹番2-10-7

NO.70109 MADE IN JAPAN

特長

- 洗浄液を体液と同じ浸透圧濃度にして鼻粘膜への刺激を軽減。
- メントール・ペパーミント入りですっきり爽やかな使用感。
- 個包装タイプで使い方簡単、衛生的。
- 医薬品ではないのでお子様や妊娠中の方でも安心。

<使いかた>

ハナクリーンのボトルに入れた300mlの温水に
サーレMPを1包(3g)入れ、よく溶かして使用してください。

<使用上の注意>

- 鼻粘膜に異常がある時は鼻洗浄をしないでください。
- 異常を感じた時は使用を中止して医師に相談してください。
- 開封したものは一度で使い切ってください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や高温多湿の所を避けて保管してください。
- ハナクリーン本体の説明書をご確認の上使用してください。

【内容成分】塩化ナトリウム・メントール・ペパーミント

【内容量】180包(3g×180)

※本品はハナクリーンEX・α専用です。

【発売者】株式会社 ティー・ビー・ケー
東京都目黒区鷹番2-10-7 TEL.03-3792-5080

【製造販売元】株式会社 東京鼻科学研究所
東京都目黒区鷹番2-10-7

NO.70109 MADE IN JAPAN

特長

- 洗浄液を体液と同じ浸透圧濃度にして鼻粘膜への刺激を軽減。
- メントール・ペパーミント入りですっきり爽やかな使用感。
- 個包装タイプで使い方簡単、衛生的。
- 医薬品ではないのでお子様や妊娠中の方でも安心。