


ハナクリーンα お手入れ部品・単価表

税込(10%)価格(2020年9月)



【専用ブラシ】週1回の洗浄に


パイプ・ホース・チューブの内部は水アカやカビの心配があります。ブラシを使った洗浄をお勧め致します。

62.ブラシ(中)【パイプ用】:600円

61.ブラシ(小)【ホース・チューブ用】:600円

64.ブラシセット【中+小】

セット割引 1,100円



【白色ワセリン】月1回のお手入れに

パイプ・Oリングのお手入れを行うことでピストンの動作がスムーズになります。必ず《白色ワセリン》をお使いください。

15.白色ワセリン

100円



【1年に1回の交換部品】

ノズル・ホース・チューブの内部は水アカやカビの心配があります。定期的なお手入れや消毒に加え、1年に1回《ノズル・ホース交換セット》の交換をお勧め致します。

18.ノズル・ホース交換セット
【ノズル+ホース+チューブ】

セット割引 800円



【3年に1回の交換部品】

パイプ内部やOリングは水アカやカビの他、劣化の心配があります。定期的なお手入れや消毒に加え、3年に1回《パイプ交換セット》の交換をお勧め致します。

16.パイプ交換セット

【パイプ+パイプ先端(弁付)+L型ジョイント(弁付)+Oリング+ワセリン】

セット割引 1,000円



部品注文や修理依頼、使用方法や製品についてのお問い合わせ等は、お電話またはホームページ内のお問い合わせフォームにてご連絡ください。

株式会社 鼻ケアサポート 0120-872-470

※受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://hana-clean.com>

