


# ハナクリーンS お手入れ部品・単価表

税込(10%)価格(2024年10月)



1.カバーキャップ: 275円



2.ノズル(ボール付): 110円

13.ノズル(ボールなし): 88円

16.ノズル用 Oリング: 33円  
※半透明から赤色に変更致しました

15.ボール: 55円

4.ボトル(温度計なし): 1,100円

14.ボトル(温度計付): 1,320円

5.液晶温度計(ボトル裏面): 275円

6.液晶温度計保護シール: 55円

ボトル裏面

38 40 42 44

7.弁: 88円

## 弁の取付方法

弁のフタが開く方を外側に向け、突起部分に奥まで差し込んでください

### 弁の持ち方

ピンセット等を使うと便利です

フタ



※弁のフタを切らないよう注意してください

9.ジョイント用 Oリング: 66円

10.ホース: 253円

11.重り: 187円

## 【専用ブラシ】週1回の洗浄に

ボトル・ホース・ジョイントの内部は水アカやカビの心配があります。ブラシを使った洗浄をお勧め致します。

63.ブラシ(大)【ボトル用】: 600円

61.ブラシ(小)【ホース・ジョイント用】: 600円

65.ブラシセット【大+小】

セット割引 1,100円



## 【1年に1回の交換部品】

ノズル・ジョイント・ホースの内部は水アカやカビの心配があります。定期的なお手入れや消毒に加え、1年に1回《上部一式》の交換をお勧め致します。

18.上部一式

【ボトル以外の上部】

セット割引 1,650円



部品注文や修理依頼、使用方法や製品についてのお問い合わせ等は、お電話またはホームページ内のお問い合わせフォームにてご連絡ください。

株式会社 鼻ケアサポート 0120-872-470

※受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

ホームページ <https://hana-clean.com>

